



# Nitrilhandsker, pudderfri

Varenummer 290417-290421

## Abena nitrilhandsker Pudderfri



### Beskrivelse

---

Undersøgelsehandske i nitril (Nitrile Butadiene Rubber)  
Pudderfri  
Usteril  
Blå  
Mikrotekstureret fingerspidser  
Med rullekant  
Kan autoklaveres  
Egnet til håndtering af fødevarer  
Produceret for Abena A/S DK i Malaysia under ISO 9001 og ISO 13485

### CE

---

Dual CE-mærket i henhold til EU-direktiv 93/42/EEC, klasse I og EU-direktiv 89/686/EEC, CAT. III  
AQL 1,5 i henhold til EN 455-1

### Standarder

---

EN 455-1, 2, 3 & 4  
EN 374-1 (Eksklusiv paragraf 5.3)  
EN 374-2  
EN 374-3 (Testmetoden anvendt til test af kemisk gennemtrængningstid, som angivet i databladet)  
EN 388 (0,0,0,0)  
EN 420

### Fysiske egenskaber

---

Brudstyrke:  
Før belastning 6 Newton  
Efter belastning ved 70°C i 166 timer 6 Newton  
Gennem hele holdbarhedsperioden 6 Newton

Strækkevne:  
Før belastning min. 500%  
Efter belastning ved 70°C i 166 timer min. 400%



# Nitrilhandsker, pudderfri

Varenummer 290417-290421

## Forpakning

150 stk. pr. æske  
10x150 stk. pr. karton  
54 kartoner pr. palle

## Tykkelse

Håndfladen 0,07 mm (+/- 0,02)  
Fingrene 0,09 mm (+/- 0,02)  
Håndled 0,05 mm (+/- 0,02)

Størrelser	Varenr.	Int. Str.	Håndfladen mm (+/- 4)	Længde mm (+/- 5)
Xsmall	290417	5-6	76	240
Small	290418	6-7	86	240
Medium	290419	7-8	98	240
Large	290420	8-9	107	240
Xlarge	290421	9-10	115	240

## Test udført

Sensibiliseringstest  
Irritationstest  
Cytotoksitet  
Restkemikalier  
Brudstyrke  
Mikrobiologi  
Pudderrester  
Virusgennemtrængning  
Fødevaregodkendelse (se separat fødevaredatablad)  
Kemikalie- og cytostatika gennemtrængning (se liste med resultater)

## Sammensætning

Kemikalie	CAS	Rest kemikalier
Nitril	-	
Titanium Dioxid	13463-67-7	
Zinc oxid	1314-13-2	
Svovl	7704-34-9	
ZDBC	136-23-2	Ikke målbart
Ammonium	1336-21-6	
Anti-oxidant	68610-51-5	
Calcium Stearat	1592-23-0	
Calcium Nitrat	10124-37-5	
Klorin	7782-50-5	
MPL 919 Farperse Blue	Kobber phtalocyanine blå- CAS 147-14-8 Dioxazine voliet CAS 6358-30-1	

Kemikalierne og mængderne anvendt er i overensstemmelse med US 21 CFR 177



# Nitrilhandsker, pudderfri

Varenummer 290417-290421

## Kemikalie gennemtrængning

Kemikalie	CAS	Gennemtrængningstid	Klasse
Aceton	67-64-1	< 1 min.	0
Acylamide 50%	79-06-1	>480 min.	6
Citronsyre 15%	77-92-9	>480 min.	6
Dichloromethane	75-09-2	1 min	0
Diethylamine	109-89-7	<1 min.	0
Eddike syre 10%	64-19-7	119 min.	3
Ethanol 35%	64-17-5	46 min.	2
Ethidium Bromid 0,1%	1239-45-8	>480 min.	6
Formaldehyde 37%	50-00-0	>480 min.	6
Formalin 10%	50-00-0	>480 min.	6
Gluteraldehyde 1%	111-30-8	>480 min	6
Gluteraldehyde 4%	111-30-8	>480 min	6
Hydrogen Peroxide 3%	7722-84-1	>480 min.	6
Isopropanol 98-100%	67-63-0	2 min.	0
Isopropanol 10%	67-63-0	46 min	3
Klorhexidine 4%	55-56-1	> 480 min.	6
n- Hexane	110-54-3	11 min.	1
n-Heptane	142-85-5	15 min	0
Klorin 1000 ppm		>480 min.	6
Methanol	67-56-1	1 min	0
Natrium carbonate 5%	497-19-8	>480 min.	6
n-propanol	71-23-8	<1 min.	0
Natrium Hydroxide 40%	1310-73-2	>480 min.	6
Svovlsyre 96%	7664-93-9	4 min.	0
Destilleret petroleum		>1 min.	0
Perchloric syre		>60 min.	0
<b>Cytostatika</b>			
Carmustine 3.300 ppm		72 min	4
Cisplatin 1.000 ppm		>480 min.	6
Cyclophosphamide 20.000 ppm		>480 min.	6
Dacarbazine 10.000 ppm		>480 min.	6
Doxorubicin Hydrochloride 2.000 ppm		>480 min.	6
Etoposide 20.000 ppm		>480 min.	6
Fluorouracil 50.000 ppm		>480 min.	6
Methotrexate 25.000 ppm		>480 min.	6
Mitomycin C 500 ppm		>480 min.	6
Paclitaxel (Taxol) 6.000 ppm		>480 min.	6
ThioTepa 10.000 ppm		>480 min.	6
Vincristine Sulfate 1.000 ppm		>480 min.	6

Testmetode anvendt: EN 374-3



# Nitrilhandsker, pudderfri

Varenummer 290417-290421

## Abena handskeguide

Dit behov:	Nitrilhandsker	Latexhandsker	Vinylhandsker
Plejeopgaver	✓	✓	%
Medicindosering	✓	%	%
Blod/Kropsvæske	✓	✓	%
Kemoterapi <sup>*1</sup>	✓	%	%
Hormoncreme	✓	%	%
Cremer og sæber <sup>*2</sup>	✓	%	%
Rengøring <sup>*3</sup>	✓	✓	✓
Fødevarer <sup>*4</sup>	✓	✓	✓

SK114/DK/12.2014

<sup>\*1</sup> Specifikke cytostatika test er anført på databladet. <sup>\*2</sup> Olieholdige cremer og sæber.

<sup>\*3</sup> Korte rengøringsopgaver uden stærk kemi. <sup>\*4</sup> Vinylhandsker er ikke egnet til håndtering af fede fødevarer.

## Opbevaring og håndtering:

*Opbevaring:* 5-40°C

Undgå varme, fugt, stærkt lys og ozon

*Holdbarhed* 3 år fra produktionsdato

*Holdbarhed åbnet:* se emballagen

*Bortskaffelse af varen:* Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald

*Underemballage:* Karton

*Bortskaffelse:* Brændes/Genbruges

*Yderemballage:* Karton

*Bortskaffelse:* Brændes/Genbruges