



Latexhandsker, pudderfri

Varenummer 8817, 4387 - 4389, 4381

Abena latex handsker Pudderfri



Beskrivelse

Undersøgelseshandske i latexgummi

Pudderfri

Naturfarvet

Usterile

Glat overflade / mindre greb

Med rullekant

Polymer Coated

Egnet til håndtering af fødevarer

Produceret for Abena A/S, DK, i Malaysia under ISO 9001 og ISO 13485

CE

CE-mærket i henhold til EU direktiv 93/42/EEC

Klasse I & CAT III

AQL 1,5 i henhold til EN 455-1

Standarder

EN 455-1, 2, 3, 4

EN 374-1 (eksklusiv §5.3)

EN 374-2

EN 374-3 (testmetode til brug ved kemikalie gennemtrængningstid)

EN 388 (0,0,0,0)

EN 420

Fysiske egenskaber

Brudstyrke:

Før belastning

6 Newton

Efter belastning ved 70°C i 166 timer

6 Newton

Gennem hele holdbarhedsperioden

6 Newton



Latexhandsker, pudderfri

Varenummer 8817, 4387 - 4389, 4381

Strækkevne:
Før belastning min. 700%
Efter belastning ved 70°C i 166 timer min. 500%

Forpakning

100 stk. pr. æske
10x100 stk. pr. karton
50 kartoner på en palle

Tykkelse

Håndfladen 0,12 mm (+/- 0,03)
Fingrene 0,14 mm (+/- 0,03)
Håndled 0,08 mm (+/- 0,03)

Størrelser	Varenr.	Int. Str.	Håndfladen mm (+/- 5)	Længde mm (+/- 5)
Xsmall	8817	5-6	< 80	240
Small	4387	6-7	80	240
Medium	4388	7-8	95	240
Large	4389	8-9	110	240
Xlarge	4381	9-10	>110	240

Test udført

Sensibiliseringstest
Irritationstest
Proteinniveau
Cytotoksicitet
Restkemikalier
Bioburden test
Brudstyrke
Viruspenetration
Fødevaregodkendelse (se separat fødevaredatablad)
Pudderrester- Test metode og krav – EN 455-3
Pudderrest målt til ≤ 2 mg/handske
Proteinindhold - Test metode Modified Lowry – EN 455-3
Proteinindhold målt til ≤ 50 µg/g

Sammensætning/varedeklaration:

Kemikalie	CAS	Rest i handske
Latex		
ZDBC	136-23-2	Ikke målbart
ZDEC	14324-55-1	Ikke målbart
Zink Oxid	1314-13-2	
Svovl	7704-34-9	
Titanium dioxid	13463-67-7	



Latexhandsker, pudderfri

Varenummer 8817, 4387 - 4389, 4381

Kalcium nitrat

Polymer

Freesil P2

Voks

Kemikalie gennemtrængning

Kemikalier	CAS-Nr.	Gennemtrængningstid	Klasse
Formaldehyd 15%	50-00-00	>120 min	4
Natrium hydroxid 40%	1310-73-2	>30 min	2
Svovlsyre 47%	7664-93-9	>120 min	4

Abena handskeguide

Dit behov:	Nitrilhandsker	Latexhandsker	Vinylhandsker
Plejeopgaver	✓	✓	%
Medicindosering	✓	%	%
Blod/Kropsvæske	✓	✓	%
Kemoterapi ^{*1}	✓	%	%
Hormoncreme	✓	%	%
Cremer og sæber ^{*2}	✓	%	%
Rengøring ^{*3}	✓	✓	✓
Fødevaregodkendt ^{*4}	✓	✓	✓

^{*1} Specifikke cytostatika test er anført på databladet. ^{*2} Olieholdige cremer og sæber.

^{*3} Korte rengøringsopgaver uden stærk kemi. ^{*4} Vinylhandsker er ikke egnet til håndtering af fede fødevarer.

Opbevaring og håndtering

Opbevaring: 10-30°C

Undgå varme, fugt, stærkt lys og ozon

Holdbarhed 3 år fra produktionsdato

Holdbarhed åbnet: se emballagen

Bortskaffelse af varen: Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald

Underemballage: Karton

Bortskaffelse: Brændes/Genbruges

Yderemballage: Karton

Bortskaffelse: Brændes/Genbruges

ADVARSEL: Dette produkt indeholder naturlig gummilatex, der kan forårsage allergiske reaktioner og anafylaktisk shock.